



Estado de Mato Grosso
Câmara Municipal de Cáceres

PROTOCOLO Em ____/____/____ Hrs: _____ Sob _____ Nº _____ Ass.: _____ -	Projeto De Lei	Nº ____/____	APROVADO
	Projeto De Decreto Legislativo		Presidente da Câmara
	Projeto De Resolução		
	Requerimento		
	<input checked="" type="checkbox"/> Indicação		REJEITADO
	Moção		Presidente da Câmara
	Emenda		

Autores: Ver. Isaias Bezerra (Cidadania)

Ver. Pastor Júnior (Cidadania)

*Os Vereadores que abaixo subscrevem solicitam à nobre Mesa, consultado o augusto e soberano Plenário, na forma regimental, seja encaminhado expediente a Exma. Senhora Deputada Estadual Janaina Riva consubstanciado na seguinte **Proposição Plenária**:*

Temática: Verba Parlamentar para aquisição de **Aparelho de Alta Frequência “Wavertrinic 6000 Touché e Aspirador Wavevac”**.

Excelentíssimo Deputada,

Cumprimentando-vos cordialmente, aproveitamos esta oportuna oportunidade de amistoso contato para informar que diversos Municípios e profissionais da saúde procuraram esses vereadores e solicitaram **01 (um) Aparelho de Alta Frequência “Wavertrinic 6000 Touché e 01 (um) Aspirador Wavervac”**.

Justificativa:

O pedido se justifica, vez que este é um importante aparelho usado para tratamento de mulheres com câncer no colo uterino. Existe um aparelho desse no Hospital Regional de Cáceres “Dr. Antônio Fontes”, porém está quebrado a mais de um ano. Sendo que o Hospital Regional atende os vinte e dois municípios da Região Oeste. Como o aparelho está quebrado, as mulheres que necessitam de tratamento vão à cidade Cuiabá em buscar deste tratamento, ficando meses na fila de espera. Com essa demora nem sempre é possível dar início ao tratamento. Sendo que poderia fazer esse tratamento em nosso Hospital Regional de Cáceres. O custo deste aparelho está em média no mercado em torno de **R\$ 20.000,00 (vinte e mil reais)**. Contamos com a vossa compreensão e colaboração.

Isaias Bezerra
Ver- CIDADANIA

Sala das Sessões 01 de Julho de 2021.
 CLODOMIRO DA SILVEIRA
 PEREIRA JUNIOR:92284361153
Assinado de forma digital por
 CLODOMIRO DA SILVEIRA PEREIRA
 JUNIOR:92284361153
 Dados: 2021.07.01 13:35:39 -04'00'

Pastor Júnior
Ver. - CIDADANIA

(11) 94214-8739 (11)94214-8739 (HTTPS://API.WHATSAPP.COM/SEND?

1=PT_BR&PHONE=5511942148739)



Encontre o produto desejado... 

 Olá, faça seu login ou cadastre-se ▾


 (https://assepmed.com)

≡ Menu


Página Inicial (https://assepmed.com) »

Odontologia (https://assepmed.com/departamentos/Odontologia/) »

Wavetronic + Megapulse Hf Fraxx 6000. Touch. Loktal



↑
Topo 



 Perguntar ao Vendedor (<https://assepmed.com/remote.php?w=duvida&id=1033>)

Wavetronic + Megapulse Hf Fraxx 6000. Touch. Loktal

☆☆☆☆☆

| Deixar comentário



Fabricante: LOKTAL (<https://assepmed.com/marcas/LOKTAL.html>)

WAVETRONIC 6000 TOUCH Wavetronic 6000 Touch é um bisturi de alta frequência que produz um efeito no tecido biológico similar a tecnologia laser, suave, sem trauma, de corte e coagulação precisos dos tecidos, através da energia electromagnética na frSaiba Mais

R\$14.913,83

 à vista

no boleto com 15% de desconto (Economia de **R\$2.631,85**)

R\$17.545,68

 6x de **R\$3.237,70** no cartão

Disponibilidade: Em Estoque



R\$14.913,83 à vista com **15%** de desconto no boleto bancário.

Voltagem:

127v

220v

1



ADICIONAR AO CARRINHO

Calcular Frete:

Calcular [Não sei meu CEP](http://www.buscapep.correios.com.br/) (<http://www.buscapep.correios.com.br/>)

DESCRIÇÃO



COMENTÁRIOS

WAVETRONIC 6000 TOUCH

Wavetronic 6000 Touch é um bisturi de alta frequência que produz um efeito no tecido biológico similar a tecnologia laser, suave, sem trauma, de corte e coagulação precisos dos tecidos, através da energia electromagnética na frequência de mega hertz (MHz). O calor lateral gerado nos tecidos adjacentes, na faixa de megahertz é muito menor que o gerado na faixa de quilohertz (kHz) baixa frequência. Os tecidos adjacentes não sofrem danos termais e as excisões resultam em peças com qualidade para exames histológicos, como os realizados com a lâmina fria. O uso da alta frequência proporciona excelente qualidade de incisão com mínimo sangramento, rápida cicatrização, diminuição das cicatrizes hipertróficas, pós operatório com mínimo desconforto, e o máximo em resultados estéticos.

MEGAPULSE HF FRAXX 6000

O sistema HF FRAXX com exclusivo controle de disparo fracionado randômico "SmartShot" utiliza a tecnologia de Rádio Frequência RF, que distribui energia sub ablativa de forma precisa, com significativo impacto e mínimo dano na derme. Com esta característica única de distribuição de energia randômica, chamada "SmartShot" o MEGAPULSE HF FRAXX proporciona um efeito perfeito, conhecido como tempo de relaxamento, o que mantém o tecido adjacente aos micro pontos vaporizados, completamente intacto e saudável para a formação de colágeno novo. Seu efeito é a promoção da regeneração na derme ao nível da interface papilar com reticular, através da estimulação de fibroblastos com consequente síntese de colágenos e fibras elásticas, bem como regeneração epidérmica dada pela migração de queratinócitos.

VANTAGENS

- ▶ O melhor custo benefício
- ▶ O máximo da alta frequência 4MHz único no Brasil
- ▶ Mais eficiência comparado com os antigos bisturis elétricos (baixa frequência)
- ▶ Único com até 3 anos de garantia*
- ▶ Grande variedade de eletrodos para múltiplas especialidades
- ▶ Quando conectado ao Megapulse HF Fraxx e ou sistema Aspirador de vapores Wavevac Dual, forma um conjunto compacto e de fácil
- ▶ Microprocessado com memoria independente para cada uma das sete funções

Rejuvenescimento e efeito Tightening: O rejuvenescimento da pele, se da pela contração do colágeno e renovação do mesmo.

Não forma crostas gigantes: Ao contrário da dermo abrasão e peeling profundos, a Radio frequência micro fracionada gera micro crostas, que vão deixando a área tratada em média entre cinco a sete dias após o tratamento.

Mínimo Down Time (tempo de recuperação): A recuperação é rápida, permitindo que o paciente volte a suas atividades normais diárias quase que imediatamente.

Tratamento personalizado: De acordo com cada tipo de tecido permite diferentes ajustes de profundidade. Com uma seleção precisa do nível de energia.

Baixos riscos, rápida recuperação, mínimos efeitos colaterais: Com pequenas restrições de fototipo, a possibilidade de hiper pigmentação é baixa se comparada ao tratamento com laser e tempo de recuperação mínimo.

Design moderno: fácil e amigável de utilizar, proporcionado pela tecnologia "Touch Screen".

Leve e fácil de transportar.

TRATAMENTOS

- ▶ Flacidez da pele
- ▶ Rugas
- ▶ Olheiras
- ▶ Manchas
- ▶ Cicatrizes de Acne
- ▶ Cicatrizes Hipertróficas
- ▶ Rejuvenescimento Facial
- ▶ Rejuvenescimento Corporal
- ▶ Estrias

ESPECIFICAÇÕES

WAVETRONIC 6000 TOUCH:

Tamanho: 133 x 243 x 305 mm A x L x P

Peso: 5,2 kg
Seletor Automático de Tensão: 110 / 220 V - 50 / 60 Hz
Potência Máxima: 100 Watts
Garantia: 3 anos
Frequência de Trabalho: 4,0 MHz \pm 10%

MEGAPULSE HF FRAXX 6000:

Tamanho: 133 x 243 x 325 mm A x L x P
Peso: 2,6 kg
Seletor Automático de Tensão: 110 / 220 V - 50 / 60 Hz
Potência Máxima: 100 Watts
Garantia: 3 anos